

danmedical.fr



dan

DANMEDICAL

Endoscopic Instruments


Endoscopic Accessoires & Medical Technology

UROLOGIE



Unser Urologie-Sortiment umfasst Biopsie-, Fremdkörper-, Greif-Zangen und Scheren mit einem Durchmesser von 1,2 mm bis 3,0 mm. Auch Mikro-zangen mit einem Durchmesser von 1,0 mm sind erhältlich. Die flexiblen und halb-flexiblen Zangen sind sowohl mit als ohne Spülansatz erhältlich. Unsere Zangen wurden für die Anwendung in der Urologie in Verbindung mit einem geeigneten Endoskop entwickelt. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Übersicht verschiedener Konfigurationen hinsichtlich Form, Durchmesser und Länge. Alle Zangen sind wiederaufbereitbar sowie autoklavierbar.

Our product range of urology instruments includes Biopsy-, Foreign-body- and Grasping-Forceps as well as Scissors with a diameter of 1.2 mm to 3,0 mm. Micro-Forceps with a diameter of 1.0 mm are also available. The flexible and semi-flexible forceps are available with and without flushing port. Our forceps have been developed exclusively for use in the urology, combined with a suitable endoscope. On the following pages you will find an overview of various configurations with regard to shape, diameter and length. All forceps can be reprocessed and autoclaved.

**Griff und Aufsatz separat lieferbar.**

Handle and insert are available separately.

Standard ohne Spülansatz

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen
 $\leq \varnothing 1,4$ mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
 $\geq \varnothing 1,6$ mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
Flexible grinded spiral (whole length)
 $\leq \varnothing 1,4$ mm standard handle order-no. 200-00-002
 $\geq \varnothing 1,6$ mm standard handle order-no. 200-00-001

Auf Wunsch

U = nur Aufsatz flexibel (z.B. U200-23-040)
 UR = nur Aufsatz halb-flexibel (z.B. UR200-23-040)
 URS = nur Aufsatz flexibel und spülbar (z.B. URS200-23-040)

On desire

U = only insert flexible (z.B. U200-23-040)
 UR = only insert semi-rigid (z.B. UR200-23-040)
 URS = only insert semi-rigid and flushable (z.B. URS200-23-040)

Alle Instrumente autoklavierbar. Andere Längen möglich.
All instruments autoclavable. Other lengths possible.


Technische Änderungen vorbehalten.
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
All images are copyright and are property of BENTEC Endoscopy GmbH.

Standard mit Spülansatz

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen und spülbaren Handgriffen.
 $\leq \varnothing 1,4$ mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
 $\geq \varnothing 1,6$ mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
Flexible grinded spiral (whole length) and flushing handles
 $\leq \varnothing 1,4$ mm standard handle order-no. 200-00-010
 $\geq \varnothing 1,6$ mm standard handle order-no. 200-00-009





Ovaler Löffel, scharf
Oval Cup, sharp

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel <i>flexible</i>	halb-flexibel <i>semi-rigid</i>	mit Spülansatz halb-flexibel <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>	Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>	Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>			
200-10-040	R200-10-040	RS200-10-040	3	1,0	40
200-10-060	R200-10-060	RS200-10-060	3	1,0	60
200-12-040	R200-12-040	RS200-12-040	4	1,2	40
200-12-060	R200-12-060	RS200-12-060	4	1,2	60
200-14-040	R200-14-040	RS200-14-040		1,4	40
200-14-060	R200-14-060	RS200-14-060		1,4	60
Standard ohne Schließfeder <i>Standard without closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> F200-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder <i>Standard without closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> FR200-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder <i>Standard without closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> FRS200-XX-XXX			
(F)200-16-040	(F)R200-16-040	(F)RS200-16-040	5	1,6	40
(F)200-16-060	(F)R200-16-060	(F)RS200-16-060	5	1,6	60
(F)200-21-040	(F)R200-21-040	(F)RS200-21-040		2,1	40
(F)200-21-060	(F)R200-21-060	(F)RS200-21-060		2,1	60
(F)200-23-040	(F)R200-23-040	(F)RS200-23-040	7	2,3	40
(F)200-23-060	(F)R200-23-060	(F)RS200-23-060	7	2,3	60
(F)200-30-040	(F)R200-30-040	(F)RS200-30-040	9	3,0	40
(F)200-30-060	(F)R200-30-060	(F)RS200-30-060	9	3,0	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar

On desire

- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable

GASTRO


KOLO

BRONCHO

URO

HYSTERO

NEPHRO



Schere, einfachbeweglich
Scissors, single action

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb- flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring			
201-10-040	R201-10-040	RS201-10-040	3	1,0	40
201-10-060	R201-10-060	RS201-10-060	3	1,0	60
201-13-040	R201-13-040	RS201-13-040		1,3	40
201-13-060	R201-13-060	RS201-13-060		1,3	60
Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F201-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR201-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS201-XX-XXX			
(F)201-16-040	(F)R201-16-040	(F)RS201-16-040	5	1,6	40
(F)201-16-060	(F)R201-16-060	(F)RS201-16-060	5	1,6	60
(F)201-21-040	(F)R201-21-040	(F)RS201-21-040		2,1	40
(F)201-21-060	(F)R201-21-060	(F)RS201-21-060		2,1	60
(F)201-23-040	(F)R201-23-040	(F)RS201-23-040	7	2,3	40
(F)201-23-060	(F)R201-23-060	(F)RS201-23-060	7	2,3	60
(F)201-30-040	(F)R201-30-040	(F)RS201-30-040	9	3,0	40
(F)201-30-060	(F)R201-30-060	(F)RS201-30-060	9	3,0	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz


- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar



On desire

- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable



Hakenschere, einfachbeweglich
Hook-Scissors, single action

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb-flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F202-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR202-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS202-XX-XXX			
(F)202-23-040	(F)R202-23-040	(F)RS202-23-040	7	2,3	40
(F)202-23-060	(F)R202-23-060	(F)RS202-23-060	7	2,3	60
(F)202-30-040	(F)R202-30-040	(F)RS202-30-040	9	3,0	40
(F)202-30-060	(F)R202-30-060	(F)RS202-30-060	9	3,0	60



Ovaler Löffel, Zähne aufeinander
Oval Cup, teeth on each other

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb-flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F203-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR203-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS203-XX-XXX			
(F)203-16-040	(F)R203-16-040	(F)RS203-16-040	5	1,6	40
(F)203-16-060	(F)R203-16-060	(F)RS203-16-060	5	1,6	60
(F)203-21-040	(F)R203-21-040	(F)RS203-21-040		2,1	40
(F)203-21-060	(F)R203-21-060	(F)RS203-21-060		2,1	60
(F)203-23-040	(F)R203-23-040	(F)RS203-23-040	7	2,3	40
(F)203-23-060	(F)R203-23-060	(F)RS203-23-060	7	2,3	60
(F)203-30-040	(F)R203-30-040	(F)RS203-30-040	9	3,0	40
(F)203-30-060	(F)R203-30-060	(F)RS203-30-060	9	3,0	60

GASTRO

KOLO



BRONCHO

URO

HYSTERO

NEPHRO

Alligator – Zange
Alligator – Forceps



Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb- flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring			
204-10-040	R204-10-040	RS204-10-040	3	1,0	40
204-10-060	R204-10-060	RS204-10-060	3	1,0	60
204-12-040	R204-12-040	RS204-12-040	4	1,2	40
204-12-060	R204-12-060	RS204-12-060	4	1,2	60
204-14-040	R204-14-040	RS204-14-040		1,4	40
204-14-060	R204-14-060	RS204-14-060		1,4	60
Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F204-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR204-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS204-XX-XXX			
(F)204-16-040	(F)R204-16-040	(F)RS204-16-040	5	1,6	40
(F)204-16-060	(F)R204-16-060	(F)RS204-16-060	5	1,6	60
(F)204-21-040	(F)R204-21-040	(F)RS204-21-040		2,1	40
(F)204-21-060	(F)R204-21-060	(F)RS204-21-060		2,1	60
(F)204-23-040	(F)R204-23-040	(F)RS204-23-040	7	2,3	40
(F)204-23-060	(F)R204-23-060	(F)RS204-23-060	7	2,3	60
(F)204-30-040	(F)R204-30-040	(F)RS204-30-040	9	3,0	40
(F)204-30-060	(F)R204-30-060	(F)RS204-30-060	9	3,0	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009


Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar

On desire


- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable

Schere, doppelbeweglich
Scissors, double action



Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb-flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F205-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR205-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS205-XX-XXX			
(F)205-23-040	(F)R205-23-040	(F)RS205-23-040	7	2,3	40
(F)205-23-060	(F)R205-23-060	(F)RS205-23-060	7	2,3	60

Ovaler Löffel, Zähne ineinander
Oval Cup, teeth interlock



Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb-flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring			
207-10-040	R207-10-040	RS207-10-040	3	1,0	40
207-10-060	R207-10-060	RS207-10-060	3	1,0	60
Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F207-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR207-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard without closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS207-XX-XXX			
(F)207-16-040	(F)R207-16-040	(F)RS207-16-040	5	1,6	40
(F)207-16-060	(F)R207-16-060	(F)RS207-16-060	5	1,6	60
(F)207-23-040	(F)R207-23-040	(F)RS207-23-040	7	2,3	40
(F)207-23-060	(F)R207-23-060	(F)RS207-23-060	7	2,3	60

GASTRO


KOLO

BRONCHO

URO

HYSTERO

NEPHRO



Fremdkörper – Zange, Löffel, scharf, Zähne ineinander
Grasping Forceps, cup, sharp, teeth interlock

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb- flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring			
228-12-040	R228-12-040	RS228-12-040	4	1,2	40
228-12-060	R228-12-060	RS228-12-060	4	1,2	60
228-14-040	R228-14-040	RS228-14-040		1,4	40
228-14-060	R228-14-060	RS228-14-060		1,4	60
Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F228-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR228-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS228-XX-XXX			
(F)228-16-040	(F)R228-16-040	(F)RS228-16-040	5	1,6	40
(F)228-16-060	(F)R228-16-060	(F)RS228-16-060	5	1,6	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz



- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar

On desire

- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable



Fasszange, für Steinstraße
Grasping Forceps, for stone street

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb-flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring			
208-12-040	R208-12-040	RS208-12-040	4	1,2	40
208-12-060	R208-12-060	RS208-12-060	4	1,2	60
Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F208-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR208-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS208-XX-XXX			
(F)208-16-040	(F)R208-16-040	(F)RS208-16-040	5	1,6	40
(F)208-16-060	(F)R208-16-060	(F)RS208-16-060	5	1,6	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar

On desire

- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable

GASTRO

KOLO


BRONCHO

URO

HYSTERO



NEPHRO

Zähnezahl/
number of teeth
Ø 1,2 = 13 Zähne/teeth




Fasszange, Löffel gezahnt
Grasping Forceps, cup serrated

Ø 1,6 = 6 Zähne/teeth




Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb- flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring			
213-12-040	R213-12-040	RS213-12-040	4	1,2	40
213-12-060	R213-12-060	RS213-12-060	4	1,2	60
Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F213-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR213-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS213-XX-XXX			
(F)213-16-040	(F)R213-16-040	(F)RS213-16-040	5	1,6	40
(F)213-16-060	(F)R213-16-060	(F)RS213-16-060	5	1,6	60

DJ - Zange
DJ - Forceps



Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb- flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F214-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR214-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS214-XX-XXX			
(F)214-16-040	(F)R214-16-040	(F)RS214-16-040	5	1,6	40
(F)214-16-060	(F)R214-16-060	(F)RS214-16-060	5	1,6	60
(F)214-23-040	(F)R214-23-040	(F)RS214-23-040	7	2,3	40
(F)214-23-060	(F)R214-23-060	(F)RS214-23-060	7	2,3	60
(F)214-30-040	(F)R214-30-040	(F)RS214-30-040	9	3,0	40
(F)214-30-060	(F)R214-30-060	(F)RS214-30-060	9	3,0	60

Fremdkörper - Zange, Zähne ineinander
Grasping Forceps, teeth interlock



Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb-flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring			
220-12-040	R220-12-040	RS220-12-040	4	1,2	40
220-12-060	R220-12-060	RS220-12-060	4	1,2	60
Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F220-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR220-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS220-XX-XXX			
(F)220-23-040	(F)R220-23-040	(F)RS220-23-040	7	2,3	40
(F)220-23-060	(F)R220-23-060	(F)RS220-23-060	7	2,3	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar

On desire

- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable

GASTRO

KOLO


BRONCHO

URO

HYSTERO


NEPHRO






Fremdkörper – Zange, Steine und Fragmente
Grasping Forceps, stone fragments

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb- flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring	Standard mit Schließfeder Standard with closing spring			
225-12-040	R225-12-040	RS225-12-040	4	1,2	40
225-12-060	R225-12-060	RS225-12-060	4	1,2	60
Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F225-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR225-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS225-XX-XXX			
(F)225-16-040	(F)R225-16-040	(F)RS225-16-040	5	1,6	40
(F)225-16-060	(F)R225-16-060	(F)RS225-16-060	5	1,6	60
(F)225-23-040	(F)R225-23-040	(F)RS225-23-040	7	2,3	40
(F)225-23-060	(F)R225-23-060	(F)RS225-23-060	7	2,3	60



Fasszange, Löffel, Zähne ineinander
Grasping Forceps, cup, teeth interlock

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb- flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring F229-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FR229-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder Standard with closing spring Auf Wunsch mit Schließfeder On desire with closing spring FRS229-XX-XXX			
(F)229-16-040	(F)R229-16-040	(F)RS229-16-040	5	1,6	40
(F)229-16-060	(F)R229-16-060	(F)RS229-16-060	5	1,6	60
(F)229-21-040	(F)R229-21-040	(F)RS229-21-040		2,1	40
(F)229-21-060	(F)R229-21-060	(F)RS229-21-060		2,1	60



Fasszange Rattenzahn, 2:1 Zähne
Grasping Forceps rat tooth, 2:1 teeth

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel flexible	halb-flexibel semi-rigid	mit Spülansatz halb-flexibel with flushing port semi-rigid			
Standard mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i>	Standard mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i>	Standard mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i>			
226-10-040	R226-10-040	RS226-10-040	3	1,0	40
226-10-060	R226-10-060	RS226-10-060	3	1,0	60
226-12-040	R226-12-040	RS226-12-040	4	1,2	40
226-12-060	R226-12-060	RS226-12-060	4	1,2	60
226-14-040	R226-14-040	RS226-14-040		1,4	40
226-14-060	R226-14-060	RS226-14-060		1,4	60
Standard ohne Schließfeder <i>Standard with closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> F226-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder <i>Standard with closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> FR226-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder <i>Standard with closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> FRS226-XX-XXX			
(F)226-16-040	(F)R226-16-040	(F)RS226-16-040	5	1,6	40
(F)226-16-060	(F)R226-16-060	(F)RS226-16-060	5	1,6	60
(F)226-18-040	(F)R226-18-040	(F)RS226-18-040		1,8	40
(F)226-18-060	(F)R226-18-060	(F)RS226-18-060		1,8	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar

On desire

- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable

GASTRO


KOLO

BRONCHO

URO

HYSTERO

NEPHRO



Ureter – Schlitz-Schere, nach oben schneidend
 Uretero – Slitting Scissor, retrograde cutting

Bestellnummern Order Number			Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
flexibel <i>flexible</i>	halb-flexibel <i>semi-rigid</i>	mit Spülansatz halb- flexibel <i>with flushing port semi-rigid</i>			
Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>	Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>	Standard mit Schließfeder <i>Standard with closing spring</i>			
-	R262-12-040	RS262-12-040	4	1,2	40
-	R262-12-060	RS262-12-060	4	1,2	60
Standard ohne Schließfeder <i>Standard with closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> F262-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder <i>Standard with closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> FR262-XX-XXX	Standard ohne Schließfeder <i>Standard with closing spring</i> Auf Wunsch mit Schließfeder <i>On desire with closing spring</i> FRS262-XX-XXX			
-	(F)R262-16-040	(F)RS262-16-040	5	1,6	40
-	(F)R262-16-060	(F)RS262-16-060	5	1,6	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz



- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar


On desire

- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable



3-armiger Greifer, flexibel – nur erhältlich komplett mit Griff
3-Prongs Retriever, flexible – only available complete with handle

Bestellnummer Order Number	Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
209-10-040	3	1,0	40
209-10-060	3	1,0	60
209-16-040	5	1,6	40
209-16-060	5	1,6	60
209-23-040	7	2,3	40
209-23-060	7	2,3	60



Körbchen, monofil, flexibel – nur erhältlich komplett mit Griff
Basket, monofil, flexible – only available complete with handle

Bestellnummer Order Number	Charrière / French	Ø in mm Ø mm	Länge in cm Length cm
210-10-040	3	1,0	40
210-10-060	3	1,0	60
210-16-040	5	1,6	40
210-16-060	5	1,6	60
210-23-040	7	2,3	40
210-23-060	7	2,3	60

Standard ohne Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-001
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-002
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-001

Standard mit Spülansatz

- ≤ Ø 1,4 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm Standard Handgriff Art.-Nr. 200-00-009
- ≤ Ø 1,4 mm standard handle order-no. 200-00-010
- ≥ Ø 1,6 mm standard handle order-no. 200-00-009

Auf Wunsch

- U2XX = nur Aufsatz flexibel
- UR2XX = nur Aufsatz halb-flexibel
- URS2XX = nur Aufsatz flexibel und spülbar

On desire

- U2XX = only insert flexible
- UR2XX = only insert semi-rigid
- URS2XX = only insert semi-rigid and flushable

GASTRO

KOLO

BRONCHO

URO

HYSTERO

NEPHRO

ZERTIFIKATE

Die Medizintechnik-Branche hat einige besondere Anforderungen im Qualitätsmanagement sowie bei der Zulassung von Medizinprodukten. Um unseren hohen Qualitätsanspruch an uns selbst gerecht zu werden, diesen aber auch unseren Kunden gegenüber behaupten zu können, ist unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.

CERTIFICATES

The medical technology industry has some special requirements in quality management as well as in the approval of medical devices. In order to meet our own high quality standards, but also to be able to maintain them for our customers, our quality management is certified according to DIN EN ISO 13485.




ISO 13485 - DE



ISO 13485 - EN



IQNET - EN





dan medical

Alain Delanchy
Tel +33 (0) 7 83 09 97 63
alain.delanchy@gmail.com

www.danmedical.fr