

danmedical.fr



**Implants pour le traitement de
l'incontinence d'effort et prolapsus**

Andromesh - Systeme prothetique



L'Andromesh est une prothèse médicale personnalisée de haute qualité conçue pour offrir une protection fiable et discrète contre l'incontinence légère à modérée.

Recommandez l'Andromesh à vos patients pour une solution confortable et efficace, contribuant ainsi à améliorer leur qualité de vie. Pour plus d'informations, contactez-nous.

- **LÉGÈRE**


Quantité moindre de matériel implanté.

- **GRANDE STABILITÉ DE FORME**

Bonne propriété mécanique.

- **MACROPOREUX**

Bonne croissance des tissus.



100% Polypropylène

Code	Description	Introduceur	Forme
DLMSI1250	Harnais.		
DLMCI1259EL	Harnais + introduceurs hélicoïdaux.		

Bandelette sous-uretrale

Notre bandelette sous-urétrale à faible élasticité est conçue à partir d'une structure textile en polypropylène monofilament (PP) qui permet une correction sélective du support sous-urétral, idéale pour le traitement de l'Incontinence Urinaire d'Effort (IUE).

Cette bandelette est dotée de bords atraumatiques dentelés qui assurent un excellent ancrage initial. Elle est destinée à être placée symétriquement sous l'urètre, avec un choix entre la technique transobturatrice (TOT) ou sus-pubienne (TVT) en fonction des recommandations du praticien.

L'implantation de cette bandelette est simple et nécessite une technique chirurgicale simplifiée, que ce soit en utilisant la technique TVT ou TOT. L'utilisation de cette prothèse en polypropylène monofilament répond aux normes chirurgicales validées pour le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort chez les femmes.




Bandelette Antérieure et Postérieure pour promontofixation

Aujourd'hui, la promontofixation présente de nombreux critères de qualité qui en font une option privilégiée pour la chirurgie de prolapsus génital, quel que soit son stade.

L'adoption et la généralisation de la voie coelioscopique ont équilibré le débat, ramenant l'attention sur la stratégie de renforcement prothétique et le niveau de suspension, ce qui a permis de faire passer la coelioscopie au rang de "gold standard", supplantant la laparotomie.

DAN Medical, en collaboration avec des experts, a développé une gamme d'implants spécialement conçus pour la promontofixation, répondant aux normes réglementaires et cliniques en vigueur.



Nous proposons un matériau :

Le polypropylène léger, spécialement tricoté pour la chirurgie du prolapsus, avec une trame minimisant l'étirement et, par conséquent, la rétraction prothétique



dan medical

Alain Delanchy
Tel +33 (0) 7 83 09 97 63
alain.delanchy@gmail.com

www.danmedical.fr