

Informations sur le produit

Pince de préhension jetable, modèle 35005.

Description produit

Ce produit est fabriqué en acier inoxydable de qualité médicale, en plastique ABS et en tube en PTFE. La tête est conçue sous différentes formes afin de retirer facilement tous types de corps étrangers. La poignée ergonomique assure une utilisation confortable, pratique et une excellente maniabilité.

REF	Exterieur Ø	Canal de travail	Longueur	Design en panier
35005	Ø 1.8 mm	≤ 2.0 mm	700 mm	Pelican

Indication d'utilisation

Ce produit est utilisé en combinaison avec un endoscope pour retirer des corps étrangers dans le corps humain.


Manuel d'instructions en 26 langues

en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, fr, hr, hu, it, ja, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, sk, sl, sv, tr, zh.


Emballage	Dimensions : L x l x H	REF	Contenu: X pièces
Emballage de l'article	ca. 270 x 200 mm	35005	1
Carton de l'article	ca. 260 x 200 x 100 mm	35005	PU: 10



Dan Medical
Telephone: +33 7 83 09 97 63
info.danmedical@gmail.com
www.danmedical.fr



Machoire
Pelikan



Utilisation confortable et pratique,
Bonne maniabilité

Poignée
ergonomique

Tube extérieur avec
revêtement en
PTFE